



## TERRENI DI COLTURA

### 3 - Tryptic soy agar (TSA)

Componenti	Concentrazione (g/L)
Digestione pancreatica di caseina	15
Digestione papaica di soia	5
NaCl	5
Agar	15

#### PROCEDURA:

Sciogliere 40 g di polvere di Tryptic soy agar o le quantità di ciascun componente elencato nella tabella in H<sub>2</sub>O distillata, riscaldare la miscela mescolando per sciogliere completamente tutti i componenti e portare a volume (1L). Autoclavare a 121°C per 20 minuti.