



TERRENI DI COLTURA

4 - Tryptic soy broth (TSB)

Componenti	Concentrazione (g/L)
Digestione pancreatica di caseina	17
Digestione papaica di soia	3
NaCl	5
K ₂ HPO ₄	2.5
Glucosio	2.5

PROCEDURA:

Sciogliere 30 g di polvere di Tryptic soy broth o le quantità di ciascun componente elencato nella tabella in H₂O distillata, riscaldare la miscela mescolando per sciogliere completamente tutti i componenti e portare a volume (1L). Autoclavare a 121°C per 20 minuti.